



### 肩甲骨と上腕骨を 適正な位置に誘導します

- 動滑車機構を採用
- 肩関節亜脱臼の整復
- 歩行姿勢の改善
- 自己装着可能

#### ● 特長


- 上腕骨頭を後方へ、肩甲骨下角を前方へ押す作用で、上腕骨頭の上方向移動ができます。
- シンプルな構造で健側上肢での自己装着が容易です。
- 外転と外旋の矯正力は、動滑車の採用により、軽い力で効果を発揮します。
- 姿勢の改善により、歩容やADLが向上します。



装着前



装着後



品番	サイズ	胸部周径	肩峰腋窩周径	重量
A-3111 (R・L)	S	75～82cm	28～35cm	210g
A-3112 (R・L)	M	80～90cm	35～40cm	230g
A-3113 (R・L)	L	90～105cm	40～45cm	270g

#### ● 適応症例

- 脳卒中・麻痺性疾患による肩関節下方亜脱臼  
鎖骨骨折、肩関節術後

 アドバンフィット株式会社

〒866-0815 熊本県八代市長田町3300番地  
TEL (0965) 33-3992  
FAX (0965) 32-1492