

# AD踵骨免荷ブレイス 【短下肢装具】



## 踵骨骨折・術後の 早期荷重歩行に

### ■ 特 徴

- ①関節拘縮と骨萎縮の予防に有効
- ②グラフィックタイプの短下肢歩行ギプズを応用し、踵骨の後方2/3を免荷するデザイン
- ③厚く、足底形状に合った縦・横アーチを持つインソールにより患部をサポートします
- ④容態に合わせてスポンジを挿入し、徐々に荷重していくことができます
- ⑤丈夫なアルミ合金製両側支柱により、足関節はしっかり固定されます。
- ⑥フットガードはユニークなロッカー底のデザインで、自然な歩行ローリングを可能に



- インソール下にスポンジを挿入すると、容態に合わせた荷重がかかります



 アドバンフィット株式会社

〒866-0815 熊本県八代市長田町3300番地  
TEL (0965) 33-3992  
FAX (0965) 32-1492