

# AOPダイヤル膝継手



【厚労省認可部品】

膝継手



## 固定

20°および10°間隔の固定ができます。  
※10°間隔にする場合は支柱に穴を追加加工してください。

## 可動制限

20°間隔の伸展制限、屈曲制限ができます。

## オフセット

オフセットジョイントになっているため、膝関節軸に近づけやすい。

## リングロック

リングロックにより固定および可動制限の解除が、ワンタッチでできます。

## ●用途

- 膝関節靭帯損傷後の装具
- ファンクショナル骨折装具
- スポーツ障害に対する装具
- 膝関節拘縮の矯正保持

品番	品名	規格	材質	適応体重	重量
A-1201	ダイヤル膝継手	4×16mm	アルミ合金ステンレス	80kg以下	570g

 アドバンフィット株式会社

〒866-0815 熊本県八代市長田町3300番地

TEL (0965) 33-3992

FAX (0965) 32-1492