

ウルトラフレックス ONE 【ウルトラフレックス継手】



リハビリシーンでの あらゆるニーズに対応

静的モードと動的モードの組合せによる

- ・関節拘縮を起こした部位の矯正、保持、ポジショニング
- ・弱いテンションで持続伸張させることができる革新的なコンポーネント

●特長

①静的モード(ウォームギヤとネジ)

- ・保持、機能補助、ポジショニングの伸展屈曲可動域矯正と制限ができます。
- ・伸展、屈曲のストレッチができます。
- ・ロックのON/OFFが容易な機構に改良されました。

②動的モード(着脱式パワーユニット)

- ・ゼンマイバネを用いた伸展、屈曲補助、矯正がこれ1つでできます。
- ・簡単な調整で、レベル0～7のテンション変更ができます。
- ・パワーユニットは、表、裏の入れ替えによって掛かるテンションを逆方向へ変更できます。

●適応症例(膝・肘・手関節・足関節)

- 骨折や脱臼による損傷、皮膚性拘縮
- 脳性マヒ、脳卒中、筋ジストロフィー、多発性硬化症
- 腱再建術後(上腕二頭筋、三頭筋、膝蓋腱、四頭筋)
- 外傷性脳損傷



品番	サイズ	パワーユニット寸法	支柱サイズ	重量
ONE-S	S	φ44×13	13×2	125g
ONE-M	M	φ57×15	16×3	295g
ONE-L	L	φ57×19	16×3	340g

 アドバンフィット株式会社

〒866-0815 熊本県八代市長田町3300番地
TEL (0965) 33-3992
FAX (0965) 32-1492