



急性期の立位・歩行訓練用に 慢性期の廃用予防と介助歩行に

● 特長

- 左右兼用でサイズがS・M・Lの3タイプあり、多くの方に適合します。
- 軽量で、高さやカフの調節が容易です。
- 病室での早期訓練とリハ室での早期使用ができ、リハ室の備品として有効です。
- 装具の適応判定や、本装具完成までの訓練用装具として最適です。
- 短下肢装具としても使用できます。
- 左右兼用の健側用補高靴 (S・M・L) も付属品としてあります。

● 適応症例

- 脳卒中片麻痺
- 脊髄麻痺・他
- 適応体重 80kgまで



品番	サイズ	適応身長	リングロック	重量
A-1400	S	145~160cm	5×16(mm)	1,330g
A-1401	M	150~165cm	5×16(mm)	1,450g
A-1402	L	165~180cm	5×16(mm)	1,715g

 アドバンフィット株式会社

〒866-0815 熊本県八代市長田町3300番地

TEL (0965) 33-3992

FAX (0965) 32-1492